

INFORMASI PRODUK



PERALATAN MEMBRAN FILTRASI

Dalam analisa kuantitatif, prosedur filtrasi membran merupakan prosedur standar dalam pengujian laboratory untuk mendeteksi keberadaan E. coli dan bakteri koliform dalam air minum, air limbah dan air tanah. Dalam hal ini, unit filtrasi dibutuhkan.

LetzTest menawarkan peralatan filtrasi membran dari stainless-steel yang disesuaikan dengan kebutuhan uji laboratorium air dalam negara berkembang. Keunggulan dari alat tes ini adalah unit mandiri yang dapat dibongkar-pasang dari unit jamaknya.

Q: Apa saja keuntungannya?

R: Dibandingkan dengan membrane filtrasi pada umumnya, Membran Filtrasi Letztest memiliki beberapa keuntungan berikut:

- Unit mandiri dapat dipisahkan dari peralatan laboratorium unit jamak
- Stainless steel yang kokoh
- Mudah untuk disterilisasi dalam suhu tinggi sebelum penggunaan
- Mudah digunakan dalam laboratorium dan di lapangan
- Biaya rendah
- Buku instruksi yang mudah yang memuat langkah-langkah metode filtrasi membrane sesuai dengan penggunaannya

Contact

LetzTest

Robert-Koch-Str.1
42499 Hückeswagen
Germany

Tel.: +49 (0) 21 92 / 92 17-31
Mobile: +49 (0) 162 / 62 78 787
Fax.: +49 (0) 21 92 / 92 17-33
Email: info@letz-test.com

part of Letzner Pharmawasseraufbereitung
GmbH

*“Kami merancang produk yang 100% dapat
digunakan dengan mudah untuk
laboratorium uji air dalam negara
berkembang”*
